





VITA® A2

Liquidempfehlung am Beispiel der Farbreferenz VITA® A2



Empfehlung

Farbkonzept: intensives Chroma, höherer Grauwert
Luminanz: WENIGER Helligkeit
DD-Empfehlung: Minimalschichtung (cut back), Vollverblendung, Kombination beider Techniken

Farbkonzept: Weniger intensives Chroma, wärmerer Farbton
Luminanz: MEHR Helligkeit
DD-Empfehlung: Basiseinfärbung mit dem jeweils empfohlenen DD Pro Shade.
 Weitere Charakterisierung: Bei monolithischen Kronen/Brücken aus DD cubeX²® oder DD cube ONE® eine individuelle Bemalung (DD contrast® color and form concept) oder Minimalschichtung (cut back). Bei Konstruktionen aus DD Bio ZX² oder DD Bio Z eine keramische Verblendung.